

Autorizzazione a contrarre e contestuale
affidamento per l'acquisto di consumabili
per la colonna laparoscopica 3D/4k
attualmente in uso presso la SSD Ginecologia
di Alghero, afferente all'ASL n. 1 di Sassari. Ai
sensi dell'art. 76 comma 2, lettera c) del D.
Lgs. 36/2023 del D.Lgs. 36/2023. CIG:
B8AAAAABF15.

Offerta Economica relativa a

Descrizione Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento per l'acquisto di consumabili per la colonna laparoscopica 3D/4k attualmente in uso presso la SSD Ginecologia di Alghero, afferente all'ASL n. 1 di Sassari. Ai sensi dell'art. 76 comma 2, lettera c) del D. Lgs. 36/2023 del Numero lotto D.Lgs. 36/2023

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE - 1 - DI SASSARI		
Ufficio	SC Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie		
Codice fiscale	02884000908	Codice univoco ufficio	Non presente
Indirizzo sede	Via giovanni amendola 55		
Città	Sassari		
Recapito telefonico	+39079206113		
Email	matteo.tamponi@aslsassari.it		
Punto ordinante	Matteo Tamponi		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

SANIFARM - S.R.L.

Partita IVA

00288550924

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	122200

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



SANIFARM s.r.l.

VIALE MONASTIR, 126/A • TEL. 070/288350
TELEFAX 070/282339
09122 CAGLIARI
REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 7115
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 87129
C.C. POSTALE N. 17525098
COD. FISC. E PART. IVA N. 00288550924

Prot. n. 326/25/DP/sp

Cagliari, 15 Ottobre 2025

Spettabile
ASL Sassari
P.O. Civile Alghero
Divisione Ginecologia e Ostetricia

Oggetto: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento per l'acquisto di consumabili per la colonna laparoscopica 3D/4k attualmente in uso presso la SSD Ginecologia di Alghero, afferente all'ASL n. 1 di Sassari. Ai sensi dell'art. 76 comma 2, lettera c) del D. Lgs. 36/2023 del D.Lgs. 36/2023. RDO 5711179

A seguito Vs. cortese richiesta, la **Sanifarm S.r.l.** con sede legale in Cagliari Viale Monastir n. 126/A, in qualità di Concessionario Esclusivo per la vendita e assistenza per la regione Sardegna della **Karl Storz**, si prega sottoporre la propria migliore offerta per quanto di seguito descritto alle seguenti condizioni di vendita:

- **Validità dell'offerta:** 180 gg. dalla data della presente
- **Modo di pagamento:** 60 gg. dalla data di ricevimento fattura
- **I.V.A. 22%:** Vs. carico
- **Termini di consegna:** entro 7 gg. dal ricevimento del Vs cortese ordine
- **Totale pagine offerta:** 02 (due)

Distinti saluti.

Sanifarm S.r.l.

L'Amministratore Unico

Dott. Domenico Porcu

Tubo per insufflazione, riutilizzabili, sterilizzabili, riscaldabili, set di tubo di insufflazione, riscaldabile per Karl Storz Endoflator® 50, (fino a 40 procedure).

Codice: **UI007**

Quantità richiesta: **06 pezzi**

Prezzo unitario a Voi riservato: € 900,00 (novecento euro) + I.V.A. 22%.

Prezzo a Voi riservato per n. 6 pezzi: € 5.400,00 (cinquemilaquattrocento euro) + I.V.A. 22%.

Filtro per gas, con connettori ISO, idrofobo da entrambi i lati, monouso, sterile, confezione da 25 pezzi.

Codice: **031122-25**

Quantità richiesta: **08 confezioni da 25 pezzi**

Prezzo a Voi riservato per n.1 confezione: € 180,00 (centoottanta euro) + I.V.A. 22%.

Prezzo a Voi riservato per n. 8 confezioni: € 1.440,00 (millequattrocentoquaranta euro) + I.V.A. 22%.

Set di tubi sterili per l'utilizzo dell'apparecchio aspiratore di fumi modello Karl Storz S-Pilot.

Quantità richiesta: **400 pezzi** ossia **40 confezioni** da 10 cadauna.

Codice **031447-10**

Prezzo a Voi riservato per n.1 confezione: **€ 360,00 (trecentosessanta euro) + I.V.A. 22%.**

Prezzo a Voi riservato per n. 40 confezioni: € 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento euro) + I.V.A. 22%.

Filtro per aspirazione di fumi, monouso, non sterile.

Quantità richiesta: **400 pezzi** ossia **40 confezioni** da 10 cadauna.

Codice **031111-10**

Prezzo a Voi riservato per n.1 confezione: **€ 80,00 (ottanta euro) + I.V.A. 22%.**

Prezzo a Voi riservato per n. 40 confezioni: € 3.200,00 (tremiladuecento euro) + I.V.A. 22%.

Totale dell'intera offerta: € 24.440,00 (ventiquattromilaquattrocentoquarantaeuro) + I.V.A. 22%.

Importo complessivo per 5 anni: € 122.200,00 (centoventiduemiladuecento euro) + I.V.A. 22%.

Sede amministrativa/operativa: KARL STORZ Endoscopia Italia S.r.l. – Via dell'Artigianato, 3 – 37135 Verona

Scheda Tecnica

Tubo da insufflazione per ENDOFLATOR 50® - Codice articolo: UI007



Dettagli del prodotto

- Tubi d'insufflazione poliuso

Caratteristiche tecniche

Flusso (l/min.) max. di 50

Lunghezza 265 cm

Riscaldabile Sì (1)

Sterilizzabile Sì

Impiego Attacco ISO per insufflazione e attacco LUER-LOCK/ HICAP per sistema di accesso paziente

Tipo di utilizzo riutilizzabile

Altre informazioni

Fabbricante	Karl Storz SE & Co. KG
Distributore	Karl Storz Endoscopia Italia Srl
Classe di rischio	IIB secondo Dir. 93/42/CEE
Classificazione CND	Z12029085
Anno di commercializzazione	2019
Dispositivo monouso	No
Dispositivo sterile	No
Scadenza	60 mesi

Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti calore, e a temperatura ambientale, ove non diversamente specificato dall'etichettatura.

Smaltire come rifiuto ospedaliero, nel rispetto delle normative vigenti.

SIMBOLI SECONDO UNI CEI EN ISO 15223-1

Verificare la presenza/assenza dei seguenti simboli in etichetta:

Simbolo	Significato
	Non conservare ad una temperatura inferiore di quella indicata
	Non conservare ad una temperatura superiore di quella indicata

	Conservare entro il range di temperatura indicato
	Conservare entro il range di umidità indicato
	Conservare entro il range di pressione atmosferica indicato
	Presenza di lattice nel dispositivo o nel suo imballaggio
	Presenza di ftalati nel dispositivo medico

Sede amministrativa/operativa: KARL STORZ Endoscopia Italia S.r.l. – Viale Giorgio Ribotta, 35 – 00144 Roma

Scheda Tecnica

Filtro, insufflazione - Codice articolo: 031122-25



Dettagli del prodotto

Filtro per gas, connettori ISO, monouso sterile per impiego con unità di insufflazione con flusso di gas max.di 50 l/min. (ENDOFLATOR® elettronico, THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 40, ENDOFLATOR® 50)

Caratteristiche tecniche

Lunghezza 320 cm

Tipo monouso

sterile sì

Quantità contenuta nella confezione 25 pezzi

Funzione Insufflazione

Efficienza del filtro > 99.99%

Sterilizzabile No

Altre informazioni

Fabbricante	Karl Storz SE & Co. KG
Distributore	Karl Storz Endoscopia Italia Srl
Classe di rischio	IIA secondo Dir. 93/42/CEE
Classificazione CND	A040199
Anno di commercializzazione	2014
Dispositivo monouso	Si
Dispositivo sterile	Si (ossido di etilene)
Scadenza	36 (mesi)

Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti calore, e a temperatura ambientale, ove non diversamente specificato dall'etichettatura.

Smaltire come rifiuto ospedaliero, nel rispetto delle normative vigenti.

SIMBOLI SECONDO UNI CEI EN ISO 15223-1

Verificare la presenza/assenza dei seguenti simboli in etichetta:

Simbolo	Significato
	Non conservare ad una temperatura inferiore di quella indicata
	Non conservare ad una temperatura superiore di quella indicata
	Conservare entro il range di temperatura indicato

	Conservare entro il range di umidità indicato
	Conservare entro il range di pressione atmosferica indicato
	Presenza di lattice nel dispositivo o nel suo imballaggio
	Presenza di ftalati nel dispositivo medico

Sede amministrativa/operativa: KARL STORZ Endoscopia Italia S.r.l. – Via dell'Artigianato, 3 – 37135 Verona

Scheda Tecnica

Set tubi, aspirazione LAP, S-PILOT® - Codice articolo: 031447-10



Dettagli del prodotto

- Tubi d'aspirazione monouso sterili



Caratteristiche tecniche

Tipo di utilizzo	Monouso
Funzione	Aspirazione
Numero dei tudi di aspirazione	1
Sterile	Sì
Quantità contenuta nella confezione	10
Lunghezza	400 cm
Sterilizzabile	No

Altre informazioni

Fabbricante	Karl Storz SE & Co. KG
Distributore	Karl Storz Endoscopia Italia Srl
Classe di rischio	Is secondo Dir. 93/42/CEE
Classificazione CND	Z12029085
Anno di commercializzazione	2015
Dispositivo monouso	Si
Dispositivo sterile	Si (Ossido di Etilene)
Scadenza	60 mesi

Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti calore, e a temperatura ambientale, ove non diversamente specificato dall'etichettatura.

Smaltire come rifiuto ospedaliero, nel rispetto delle normative vigenti.

SIMBOLI SECONDO UNI CEI EN ISO 15223-1

Verificare la presenza/assenza dei seguenti simboli in etichetta:

Simbolo	Significato
	Non conservare ad una temperatura inferiore di quella indicata
	Non conservare ad una temperatura superiore di quella indicata
	Conservare entro il range di temperatura indicato

	Conservare entro il range di umidità indicato
	Conservare entro il range di pressione atmosferica indicato
	Presenza di lattice nel dispositivo o nel suo imballaggio
	Presenza di ftalati nel dispositivo medico

Sede amministrativa/operativa: KARL STORZ Endoscopia Italia S.r.l. – Via dell'Artigianato, 3 – 37135 Verona

Scheda Tecnica

Filtro fumi da utilizzare con S-PILOT®- Codice articolo: 031111-10



Dettagli del prodotto

- Filtro fumi per la riduzione, per il paziente e per l'equipe di sala operatoria, dei rischi da virus, batteri e sostanze pericolose

Caratteristiche tecniche

sterilizzabile	No
Tipo di utilizzo	monouso
Funzione	Aspirazione dei fumi
Efficienza del filtro	> 99.9999%

Altre informazioni

Fabbricante	GVS Filter Technology UK Limited
Distributore	Karl Storz Endoscopia Italia Srl

Classe di rischio	IIA secondo Dir. 93/42/CEE
Classificazione CND	K01020199
Anno di commercializzazione	2015
Dispositivo monouso	Si
Dispositivo sterile	No
Scadenza	36 mesi

Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti calore, e a temperatura ambientale, ove non diversamente specificato dall'etichettatura.

Smaltire come rifiuto ospedaliero, nel rispetto delle normative vigenti.

SIMBOLI SECONDO UNI CEI EN ISO 15223-1

Verificare la presenza/assenza dei seguenti simboli in etichetta:

Simbolo	Significato
	Non conservare ad una temperatura inferiore di quella indicata
	Non conservare ad una temperatura superiore di quella indicata
	Conservare entro il range di temperatura indicato
	Conservare entro il range di umidità indicato

	Conservare entro il range di pressione atmosferica indicato
	Presenza di lattice nel dispositivo o nel suo imballaggio
	Presenza di ftalati nel dispositivo medico