

Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale di consumo per ginecologia destinati alla struttura S.C. Ginecologia e Ostetricia di Alghero dell'ASL n°1 di Sassari, in modalità di accordo quadro 24 mesi, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b. del D.Lgs. 36/2023. CIG: BBB022D6AD.



SANIFARM s.r.l.

VIALE MONASTIR, 126/A • TEL. 070/288350
TELEFAX 070/282339
09122 CAGLIARI
REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 7115
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 87129
C.C. POSTALE N. 17525098
COD. FISC. E PART. IVA N. 00288550924

Prot. n. 24/26/DP/sp

Cagliari, 28/01/2026

Spettabile

ASL Sassari

P.O. Civile Alghero

Divisione Ginecologia e Ostetricia

Oggetto: **Affidamento per la fornitura di materiale di consumo per ginecologia destinati alla struttura S.C. Ginecologia e Ostetricia di Alghero dell'ASL n°1 di Sassari, in modalità di acquisto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b. del D.Lgs. 36/2023. RDO 5993966.**

A seguito Vs. cortese richiesta, la **Sanifarm S.r.l.** con sede legale in Cagliari Viale Monastir n. 126/A, in qualità di Concessionario Esclusivo per la vendita e assistenza per la regione Sardegna della **Karl Storz e Mindray**, si pregia sottoporre la propria migliore offerta per quanto di seguito descritto alle seguenti condizioni di vendita:

- **Validità dell'offerta:** 60gg dalla data della presente
- **Modo di pagamento:** 60 gg. dalla data di ricevimento fattura
- **I.V.A. 22%:** Vs. carico
- **Termini di consegna:** la più sollecita dal ricevimento del Vs cortese ordine
- **Totale pagine offerta:** 02 (due)

Distinti saluti.

Sanifarm S.r.l.

L'Amministratore Unico

Dott. Domenico Porcu

Pinza bipolare, monouso, mono paziente, con terminale Johan. Fornita completa di cavo bipolare.

Codice: **122-32021** CND: K0201010602 RDM: 2472091

Quantità richiesta: **70 confezioni da 10 pezzi (ossia 700 pinze)**

Prezzo a Voi riservato cadauna confezione: € 1.000,00 (milleeuro) + I.V.A. 22%.

Totale per 70 confezioni: € 70.000,00 (settantamilaeuro) + I.V.A. 22%.

Manici per pinze RoBi bipolare.

Quantità richiesta: 20.

Codice **38151** CND: Z12010980 RDM: 2378537

Prezzo a Voi riservato cadauno: € 695,00 (seicentonovantacinqueeuro) + I.V.A. 22%.

Totale per 20 pezzi: € 13.900,00 (tredicimilanovecentoeuro) + I.V.A. 22%.

Camicie, per stelo e manico bipolare.

Quantità richiesta: 20.

Codice **38600** CND: Z12029080 RDM: 1701169

Prezzo a Voi riservato cadauna: € 238,00 (duecentotrentottoeuro) + I.V.A. 22%.

Totale per 20 pezzi: € 4.760,00 (quattromilasettecentosessantaeuro) + I.V.A. 22%.

Steli per manici e camicie bipolari.

Quantità richiesta: 20.

Codice **38610 ON / MD** CND: L180402 RDM: 1701175 (38610ON) - 1701178 (38610MD)

Prezzo a Voi riservato cadauno: € 783,00 (settecentoottantatreeuro) + I.V.A. 22%.

Totale per 20 pezzi: € 15.660,00 (quindicimilaseicentosessantaeuro) + I.V.A. 22%.

Set di tubi riscaldati completi di filtro idrofobico per l'utilizzo dell'apparecchio mod. Karl Storz Endoflator 50.

Quantità richiesta: 400 pezzi ossia 40 confezioni da 10 pezzi cadauna.

Codice: **031210-10** CND: A040199 RDM: 1465408

Prezzo a Voi riservato cadauno: € 85,00 (ottantacinqueeuro) + I.V.A. 22%.

Totale per n. 400 pezzi: € 34.000,00 (trentaquattromilaeuro) + I.V.A. 22%.

Costo complessivo dell'intera offerta: € 138.320,00

(centotrentottomilatrecentoventieuro) + I.V.A. 22%.

Offerta Economica relativa a

Descrizione affidamento per la fornitura di materiale di consumo per ginecologia destinati alla struttura S.C. Ginecologia e Ostetricia di Alghero dell'ASL n° 1 di Sassari, in modalità di acquisto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b. del D.Lgs. 36/2023.

RdO nr. 5993966

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE - 1 - DI SASSARI		
Ufficio	SC Flussi Informativi e Tecnologie sanitarie		
Codice fiscale	02884000908	Codice univoco ufficio	Non presente
Indirizzo sede	Via enrico costa 57		
Città	Sassari		
Recapito telefonico	+393123456789		
Email	acquisti.tecnologiesanitarie@aslsassari.it		
Punto ordinante	GIANFRANCO PAZZOLA		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

SANIFARM - S.R.L.

Partita IVA

00288550924

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	138320

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT



Strumenti Bipolari

STRUMENTI LAPAROSCOPICI MONOUSO

Breve descrizione del prodotto

Gli strumenti laparoscopici monouso bipolari si compongono di una impugnatura, uno stelo e una punta con la funzione di dissektore.



Tramite una manopola colorata presente sull'impugnatura, la punta può essere facilmente ruotata a 360° e posizionata in maniera accurata nella direzione desiderata.


Per garantire la massima protezione del chirurgo e dei tessuti del paziente, lo stelo possiede un rivestimento isolante molto resistente.

La tensione nominale dello strumento chirurgico monopolare è pari a 800 V.

Insieme agli strumenti, sono forniti i cavi per consentire il corretto funzionamento ed utilizzo.

Caratteristiche del prodotto

Il prodotto è caratterizzato da un design innovativo, per massimizzare l'efficacia dello strumento chirurgico e per consentire al chirurgo massima ergonomia di utilizzo. Di seguito sono rappresentate le caratteristiche principali.



DISSETTORI	Immagine	Dimensione* (mm)	Codice**
	DISSETTORE MARYLAND A SINGOLA AZIONE	Ø 5 x 330	122-31011
	DISSETTORE PUNTA DRITTA A SINGOLA AZIONE	Ø 5 x 330	122-31021
	DISSETTORE CURVO MARYLAND	Ø 5 x 330	122-32011
	DISSETTORE PUNTA DRITTA A DOPPIA AZIONE	Ø 5 x 330	122-32021

*Dimensioni:

Ø 5 indica che la punta è compatibile con un trocar di diametro 5 mm

330 indica che la lunghezza dello stelo sommata a quella della punta è pari a 330 mm


** Ogni confezione contiene 10 pezzi

Caratteristiche Tecniche	
Modulazione apertura e chiusura delle branche	Design dell'impugnatura che consente modulazione nell'apertura e chiusura dello strumento per assicurare massima accuratezza del <i>grasping</i>
Efficacia della coagulazione	Materiali che consentono massima efficacia dell'emostasi e della coagulazione, riducendo al minimo l'adesione tissutale
Facilità di rotazione dello stelo	In prossimità dell'impugnatura è presente un'agevole manopola rotante che consente massima facilità di rotazione dello stelo
Maneggevolezza (ergonomia dell'impugnatura e praticità d'uso)	Design dell'impugnatura che garantisce massima ergonomia di utilizzo, (coefficiente di trasmissione tra la forza applicata alla maniglia e quella trasmessa alla punta < 1)

Norme e Certificazioni	
Produttore	HANGZHOU MINDRAY MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
CE Direttiva 93/42	Classe II b

Condizioni ambientali di conservazione	
Temperatura	-20°C – 50°C
Umidità	10% - 80%

[The naming convention for Disposable Surgical Instruments]



Sheet5 Disposable Bipolar Surgical Instruments							
Model	Specificatio ns	Width of Tipsd ₁	Length of Tips L	Maximum Jaws α	Plug a ₁ ×b ₁	Appearance	Handle Version
122-32011	5×330	5.3 ⁰ _{-0.5}	330±3%	50°±20%	4 ^{+0.4} _{+0.1} ×6.2 ⁰ _{-0.4}		Bipolar
122-42011	5×450	5.3 ⁰ _{-0.5}	450±3%	50°±20%	4 ^{+0.4} _{+0.1} ×6.2 ⁰ _{-0.4}		
122-31011	5×330	5.3 ⁰ _{-0.5}	330±3%	50°±20%	4 ^{+0.4} _{+0.1} ×6.2 ⁰ _{-0.4}		
122-41011	5×450	5.3 ⁰ _{-0.5}	450±3%	50°±20%	4 ^{+0.4} _{+0.1} ×6.2 ⁰ _{-0.4}		
122-32021	5×330	5.3 ⁰ _{-0.5}	330±3%	50°±20%	4 ^{+0.4} _{+0.1} ×6.2 ⁰ _{-0.4}		
122-42021	5×450	5.3 ⁰ _{-0.5}	450±3%	50°±20%	4 ^{+0.4} _{+0.1} ×6.2 ⁰ _{-0.4}		
122-31021	5×330	5.3 ⁰ _{-0.5}	330±3%	50°±20%	4 ^{+0.4} _{+0.1} ×6.2 ⁰ _{-0.4}		
122-41021	5×450	5.3 ⁰ _{-0.5}	450±3%	50°±20%	4 ^{+0.4} _{+0.1} ×6.2 ⁰ _{-0.4}		

【Components & Materials】

No.	Model	Components	Materials
1	needle-shaped (Monopolar)	Electrode (needle-shaped)	M
		Insulating sleeve	PE
2	hook-shaped (Monopolar)	Electrode (hook-shaped)	M
			PTFE
		Insulating sleeve	PE
3	spherical (Monopolar)	Electrode (spherical)	M
			PBT
		Insulating sleeve	PE
4	spatula-shaped (Monopolar)	Electrode (spatula-shaped)	M
		Insulating sleeve	PE
5	Scissor (Monopolar)	Electrode (Scissor)	C
		Insulating sleeve	PE
6	Dissector (Monopolar)	Electrode (Dissector)	05Cr17Ni4Cu4Nb
			M
		Insulating sleeve	FEP
7	Dissector (Bipolar)	Electrode (Dissector)	05Cr17Ni4Cu4Nb
			M
			PFA
			Ceramics
		Insulating sleeve	FEP
8	Grasper (Monopolar)	Electrode (Grasper)	05Cr17Ni4Cu4Nb
			M
		Insulating sleeve	FEP
9	Grasper (Bipolar)	Electrode (Grasper)	05Cr17Ni4Cu4Nb
			M
			PFA
			Ceramics
		Insulating sleeve	FEP

Sede amministrativa/operativa: KARL STORZ Endoscopia Italia S.r.l. – Via dell'Artigianato, 3 – 37135 Verona

Scheda Tecnica

Set tubo insufflazione ENDOFLATOR 50 - Codice articolo: 031210-10



Dettagli del prodotto

- Tubo di insufflazione monouso sterile

STERILE



Caratteristiche tecniche

Lunghezza	300 cm
riscaldabile	Sì (1)
Tipo di utilizzo	monouso
sterile	sì
Quantità contenuta nella confezione	10
Funzione	Insufflazione

Efficienza del filtro

> 99.99%

Altre informazioni

Fabbricante	Karl Storz SE & Co. KG
Distributore	Karl Storz Endoscopia Italia Srl
Classe di rischio	IIB secondo Dir. 93/42/CEE
Classificazione CND	Z12029085
Anno di commercializzazione	2014
Dispositivo monouso	Sì
Dispositivo sterile	Sì (Ossido di Etilene)
Scadenza	60 mesi

Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti calore, e a temperatura ambientale, ove non diversamente specificato dall'etichettatura.

Smaltire come rifiuto ospedaliero, nel rispetto delle normative vigenti

SIMBOLI SECONDO UNI CEI EN ISO 15223-1

Verificare la presenza/assenza dei seguenti simboli in etichetta:

Simbolo	Significato
	Non conservare ad una temperatura inferiore di quella indicata
	Non conservare ad una temperatura superiore di quella indicata

	Conservare entro il range di temperatura indicato
	Conservare entro il range di umidità indicato
	Conservare entro il range di pressione atmosferica indicato
	Presenza di lattice nel dispositivo o nel suo imballaggio
	Presenza di ftalati nel dispositivo medico

Sede amministrativa/operativa: KARL STORZ Endoscopia Italia S.r.l. – Viale Giorgio Ribotta, 35 – 00144 Roma

Scheda Tecnica

Imp. in materiale sint. RoBi - codice articolo: 38151



Dettagli del prodotto

Impugnatura RoBi®, isolata, per strumenti da 3,5 e 5 mm

- Grazie all'attacco per alta frequenza angolato 45° verso l'alto posizionato nella parte superiore dell'impugnatura, il cavo non intralcia il campo operatorio.
- Sia l'inserto operativo che l'impugnatura sono contrassegnati con un codice colore.
- L'impugnatura 38151 è compatibile con il sistema RoBi® da 3,5 e da 5 mm

Caratteristiche tecniche

Mobilità ganasce dell'impugnatura	Ganascia superiore mobile
Attacco per coagulazione	bipolare
Codice colore	celeste
Marchio	RoBi®
Appoggio per dito	Sì

tipo di dispositivo di arresto

senza dispositivo di arresto

Altre informazioni

Fabbricante	Karl Storz SE & Co. KG
Distributore	Karl Storz Endoscopia Italia Srl
Classe di rischio	I secondo Regolamento (UE) 745/2017
Classificazione CND	Z12010980
Anno di commercializzazione	2013
Dispositivo monouso	No
Dispositivo sterile	No
Scadenza	NA

Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti calore, e a temperatura ambientale, ove non diversamente specificato dall'etichettatura.

Smaltire come rifiuto ospedaliero, nel rispetto delle normative vigenti.

SIMBOLI SECONDO UNI CEI EN ISO 15223-1

Verificare la presenza/assenza dei seguenti simboli in etichetta:

Simbolo	Significato
	Non conservare ad una temperatura inferiore di quella indicata
	Non conservare ad una temperatura superiore di quella indicata
	Conservare entro il range di temperatura indicato

	Conservare entro il range di umidità indicato
	Conservare entro il range di pressione atmosferica indicato
	Presenza di lattice nel dispositivo o nel suo imballaggio
	Presenza di ftalati nel dispositivo medico

Sede amministrativa/operativa: KARL STORZ Endoscopia Italia S.r.l. – Viale Giorgio Ribotta, 35 – 00144 Roma

Scheda Tecnica

Camicia esterna in metallo RoBi - codice articolo: 38600



Caratteristiche tecniche

Misura	5 mm
Lunghezza operativa	36 cm
isolata	Sì
Attacco di irrigazione LUER-Lock per pulizia	Sì
Marchio	RoBi®
Tipo di utilizzo	riutilizzabile
sterile	no

Altre informazioni

Fabbricante	Karl Storz SE & Co. KG
Distributore	Karl Storz Endoscopia Italia Srl
Classe di rischio	IIA secondo Dir. 93/42/CEE
Classificazione CND	Z12029080
Anno di commercializzazione	2013

Dispositivo monouso	No
Dispositivo sterile	No
Scadenza	NA

Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti calore, e a temperatura ambientale, ove non diversamente specificato dall'etichettatura.

Smaltire come rifiuto ospedaliero, nel rispetto delle normative vigenti.

SIMBOLI SECONDO UNI CEI EN ISO 15223-1

Verificare la presenza/assenza dei seguenti simboli in etichetta:

Simbolo	Significato
	Non conservare ad una temperatura inferiore di quella indicata
	Non conservare ad una temperatura superiore di quella indicata
	Conservare entro il range di temperatura indicato
	Conservare entro il range di umidità indicato
	Conservare entro il range di pressione atmosferica indicato
	Presenza di lattice nel dispositivo o nel suo imballaggio

 PHT DEHP	Presenza di ftalati nel dispositivo medico
---	--

Sede amministrativa/operativa: KARL STORZ Endoscopia Italia S.r.l. – Viale Giorgio Ribotta, 35 – 00144 Roma

Scheda Tecnica

Inserto pinza ROBI sec. KELLY - codice articolo: 38610MD



Inserto pinza ROBI® sec. KELLY, modello CLERMONT-FERRAND, particolarmente indicato per la dissezione, entrambe le ganasce mobili, misura 5 mm, lunghezza 36 cm, codice colore: celeste

Altre informazioni

Fabbricante	Karl Storz SE & Co. KG
Distributore	Karl Storz Endoscopia Italia Srl
Classe di rischio	IIB secondo Dir. 93/42/CEE
Classificazione CND	L180402
Anno di commercializzazione	2013
Dispositivo monouso	No
Dispositivo sterile	No
Scadenza	NA

Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti calore, e a temperatura ambientale, ove non diversamente specificato dall'etichettatura.

Smaltire come rifiuto ospedaliero, nel rispetto delle normative vigenti./

SIMBOLI SECONDO UNI CEI EN ISO 15223-1

Verificare la presenza/assenza dei seguenti simboli in etichetta:

Simbolo	Significato
	Non conservare ad una temperatura inferiore di quella indicata
	Non conservare ad una temperatura superiore di quella indicata
	Conservare entro il range di temperatura indicato
	Conservare entro il range di umidità indicato
	Conservare entro il range di pressione atmosferica indicato
	Presenza di lattice nel dispositivo o nel suo imballaggio
	Presenza di ftalati nel dispositivo medico