

Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per il servizio di fornitura, in modalità acquisto, di n. 21 letti bilancia destinati alla S.C. Nefrologia e Dialisi Ospedale Civile di Alghero.

CUP: J44E25000500002. CIG: BC1999DB25

Offerta Economica relativa a

Descrizione Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di n. 21 letti bilancia destinati alla S.C. Nefrologia e Dialisi Ospedale Civile di Alghero.

RdO nr. 6373218

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE - 1 - DI SASSARI		
Ufficio	S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE		
Codice fiscale	02884000908	Codice univoco ufficio	Non presente
Indirizzo sede	Via alceo catalocchino 9-11		
Città	Sassari		
Recapito telefonico	+390792005055		
Email	GIUSEPPINA.DURGALI@ASLSASSARI.IT		
Punto ordinante	Giuseppina Durgali		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

GIVAS

Partita IVA

01498810280

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	75698,70

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Spett.le

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.

1 DI SASSARI

VIA ALCEO CATTALOCCHINO, 9/11

07100 SASSARI SS

OFFERTA N°: 1251/2026 rev. 2

Data: 04/06/2026

Vs. rif.: **Identificativo di gara: 6373218**

Oggetto: **Fornitura di n. 21 letti bilancia destinati alla S.C. Nefrologia e Dialisi Ospedale Civile di Alghero.**

SCHEDE TECNICO-FOTOGRAFICHE

IN ORDINE DI PROGRESSIONE "Pos." DEL PREVENTIVO

Legenda

-  Articolo da capitolato
-  Articolo consigliato
-  Articolo alternativo

GIVAS S.r.l. - Arredi per ospedali e comunità

V.le Veneto, 2 - 35020 - Saonara - Padova - ITALY - tel +39 049 8790199 - fax +39 049 8790711

info@givas.it - www.givas.it - Cap. Soc. € 500.000,00 i.v. - CCIAA n. 164285 - C.F. e P.IVA: IT01498810280

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 1
DI SASSARI

Letti bilancia



Pos.	Codice Articolo	VW00S0MA
10	Descrizione Articolo	LETTO VEGA TESTIERA FISSA SPONDE COMPASSO TREND ELETTRICO - GAMB. CREMAGLIERA - BILANCIA
	Dimensioni	L 222 / P 100,5 / H 42,7 - 84,2 cm
Note		

COMPONENTI KIT - VW00S0MA

PZ	Codice Articolo	EBT510W
1	Descrizione	STRUTT.LETTO VEGA - TESTIERA FISSA - SPONDE A COMPASSO - ALLUNGAL.- MOVIM.ELETTRIC I- CON BILANCIA
	Dimensioni	L 222 / P 100,5 / H 40,7÷82,2 - 42,7÷84,2 cm

CARATTERISTICHE GENERALI

La struttura è costituita da un piano di coricamento a 4 sezioni (3 snodate e 1 fissa centrale) ad altezza variabile, sorretto da un sistema a coppia di compassi indipendenti in acciaio verniciato collegati ad un basamento inferiore anch'esso in acciaio verniciato. Gli elementi modulari assicurano un assemblaggio senza difficoltà e rendono il letto facilmente configurabile per ogni tipo di reparto.

I dispositivi di comando sono stati concepiti per agevolare gli operatori nelle loro attività di assistenza permettendo di agire tempestivamente azionando posizioni di emergenza come Trendelenburg e CPR (Rianimazione Cardio Polmonare).

Il letto "VEGA" si caratterizza per le sue capacità ergonomiche progettate allo scopo di accrescere la sicurezza e l'efficienza della mobilitazione dei pazienti.

DOTAZIONE DI SERIE

Il letto è dotato di serie di:

- sponde a compasso facilmente asportabili;
- coppia di testiere/pediere facilmente asportabili in POLIETILENE con sistema di bloccaggio in sicurezza centralizzato, innesti al telaio in acciaio inox, predisposte per l'eventuale collocazione di piani portamonitor, compressori per materassi, portabombole;
- testiera fissa che non segue le movimentazioni del piano rete;
- sblocco schienale manuale (CPR) ammortizzato, tramite leve bilaterali poste sotto il settore bacino;
- rototraslazione schienale: autoregressione e innalzamento;
- batteria integrata di emergenza ricaricabile che consente la movimentazione degli snodi e dell'alzata in caso di mancata alimentazione diretta della rete con spia luminosa di verifica livello carica posta nella consolle di comando dedicata all'operatore;
- 4 innesti aste flebo e solleva malati esterne al piano di coricamento;
- allarme acustico freni disinseriti con spina inserita;
- luce notturna di sicurezza rosso/verde, la luce diventa verde alla minima altezza del letto per evidenziare una posizione sicura, altrimenti in altre posizioni rimane rossa;

- allunga letto integrato, estraibile, che permette di allungare il letto di 28,5 cm azionabile da una sola persona senza l'aiuto di altri operatori senza dover spostare o sollevare né il materasso né il paziente;
- paracolpi in gomma ai 4 lati;
- supporto avvolgicavo in tondino d'acciaio fissato sotto al telaio;
- perno con fermo di rotazione negativa per il gambale;
- morsetto di collegamento equipotenziale posto a lato testa del letto, necessario per l'equalizzazione dei potenziali elettrici di tutte le parti metalliche prive di protezione;
- decorazioni colorate adesive per testiera/pediera e sponde.

STRUTTURA

La struttura in acciaio verniciato a polveri poliestere-epossidiche (antiruggine) è costituita da un piano di coricamento regolabile in altezza con un sistema a coppia di compassi indipendenti collegati ad un basamento inferiore.

Il piano di coricamento è realizzato con spigoli arrotondati aventi ampi raggi perimetrali di curvatura per evitare lesioni a personale infermieristico e pazienti. Il piano di coricamento è composto da 4 sezioni di cui 3 snodate (schienale, femorale, gambale) e 1 sezione fissa centrale (bacino).

Le sezioni possono essere completate, per il sostegno del materasso, con reti in maglie elettro zincate o pannelli forati in ABS termoformato. Il telaio intermedio, rientrante rispetto al piano di coricamento, comprende i meccanismi di movimento delle singole sezioni e dei compassi, snodi di rotazione, guide lineari e le testate di supporto spalle testiere/pediere; gli snodi di rotazione sono realizzati con boccole autolubrificanti in acciaio-teflon mentre le guide lineari scorrono su rotelle in nylon.

Il basamento inferiore è stato progettato con una linea snella e libero da ingombri, evitando angoli e superfici orizzontali che favoriscono l'accumulo di polvere e sporco.

Il basamento è predisposto per ricevere:

- 4 ruote gemellate o monorotaia complete di sistema frenante a bloccaggio simultaneo bilanciato tramite 4 pedali in acciaio posti agli angoli del basamento;

- 5a ruota centrale diametro 125 mm con bloccaggio direzionale azionato dal sistema frenate principale del letto;
- pedaliera elettrica bilaterale con sistema di sicurezza per evitare azionamenti involontari.

MOVIMENTAZIONI

La sezione schienale e la sezione superiore delle gambe sono comandate elettricamente con attuatori lineari.

La sezione inferiore delle gambe può essere regolata, a seconda del modello:

- manualmente con doppia cremagliera semiautomatica a 6 posizioni (RAT550W);
- manualmente con molla a gas e leva di sblocco posta ai piedi del letto (RAT555W);
- elettricamente con attuatore lineare e comandi posti ai piedi del letto (RAT560W).

Questa movimentazione non può essere inibita dal pannello ACP.

Lo snodo tra la sezione superiore delle gambe e la sezione inferiore delle gambe è dotato di fermo di rotazione negativa della sezione inferiore delle gambe per evitare l'angolo inverso delle ginocchia.

Il sollevamento del letto avviene mediante attuatori elettrici lineari che azionano i compassi, i quali consentono anche i movimenti di trendelenburg e controtrendelenburg.

Lo schienale arretra e si alza automaticamente durante la rotazione (traslazione) per ridurre la compressione della zona torace/bacino limitando la formazione di piaghe da decubito.

Durante la movimentazione dello schienale viene segnalato tramite arresto e luce led verde il raggiungimento dell'inclinazione di 30° (VAP-High Risk Zone), riprendendo il tasto funzione la movimentazione riprende.

Sblocco schienale (CPR) con motore con discesa ammortizzata, sbloccabile tramite leve bilaterali poste sotto il settore bacino.

Escursione in altezza (con ruote diametro 125 mm) variabile da 407 a 822 mm.

Escursione in altezza (con ruote diametro 150 mm) variabile da 427 a 842 mm.

Il letto è dotato di luce notturna di sicurezza: le ore notturne sono il momento più sensibile della giornata dell'operatore che deve garantire massima sicurezza al degente.

Elevazioni e posizionamenti errati dei piani sono le principali cause di cadute accidentali in fase di discesa dal letto da parte del paziente. Ora con Vega basta un semplice sguardo per capire se il letto è configurato nella posizione più sicura per la notte. In

MODALITA' SICURA una luce led VERDE posta sotto il letto proietterà un fascio luminoso sul pavimento, segnalando immediatamente all'operatore il corretto posizionamento di VEGA. Contrariamente il fascio luminoso sarà di colore ROSSO.

COMANDI

Il letto "VEGA" offre funzioni di "assistenza all'operatore" che alleggeriscono il carico di lavoro del personale sanitario e aumentano la qualità delle cure.

E' possibile equipaggiare il letto con le seguenti pulsantiere di controllo:

- pulsantiera retroilluminata a filo spiralato ad uso paziente e operatore (RAT500W);
- satellite con supporto ad uso paziente e operatore (RAT510W);
- pannello di comando ACP con display per l'operatore (RAT525W);
- pannello di comando ACP standard per l'operatore (RAT520W).

TESTIERA E PEDIERA

La testiera e la pediera vengono stampate con "Polietilene" lineare a media densità in polvere, utilizzando il sistema "Rotazionale" che garantisce ottime proprietà meccaniche, stabilizzato per UV e di colore grigio (tinto nella massa) come la verniciatura del telaio dei letti. Il processo di stampa viene concluso con un ciclo aggiuntivo di "Politene" con espanso per riempire il prodotto e aumentare la resistenza agli urti. Bordi stondati, antitrauma.

Le spalle possono essere bloccate al telaio e facilmente rimosse per operazioni di emergenza. Il sistema di bloccaggio è centralizzato ed evidenziato cromaticamente, gli innesti al telaio sono in acciaio inox. Il design è studiato in modo da facilitare lo spostamento del letto (grazie ad una impugnatura ergonomica) e garantisce l'alloggiamento di piano portamonitor, compressori per materassi e portabombole. Adesivi di finitura disponibili in vari colori.

SPONDE A COMPASSO

Coppia sponde composta da tre barre orizzontali del diametro di 25 mm costruite in acciaio verniciato a polveri epossidiche, distanziate tra loro di 100 mm e da due montanti verticali in materiale plastico antitrauma colorato nella massa.

Il montante lato testa è sagomato con maniglia di presa per il sollevamento mentre quello a lato piedi è dotato di arco di contenimento.

Il dispositivo di aggancio semiautomatico è collocato al lato testa.

Sono abbattibili a compasso a filo piano rete. Gli snodi di rotazione sono caratterizzati da boccole in materiale autolubrificante.

Le sponde vengono fissate al telaio intermedio per mezzo di morsetti con maniglia di bloccaggio e sono facilmente asportabili.

SISTEMA DI PESATURA

Sistema di pesatura con display a led rossi per indicazione DIGITALE ben visibile del peso fino a 250 kg e precisione del peso con tolleranza di 50/100g.

Auto compensazione funzione stand by del peso del paziente. Questa caratteristica consente al personale medico di aggiungere o rimuovere accessori dal letto come, cuscini o coperte senza alterare il peso del paziente.

Reset/Zero: taratura del peso del letto non considerando il peso del materasso. Questa funzione consigliata deve essere svolta prima della taratura o calibrazione.

Il sistema di pesatura è approvato secondo la normativa EN45501 in classe III precisione media.

Sensori a celle di carico in alluminio single point.

Struttura visore medicale in ABS con batterie ricaricabili per salva alimentazione in caso di blackout fino a 100 ore. Design ergonomico e semplice utilizzo, solo 4 tasti funzione ON/OFF, TARA, STAND BY, PRINT. Funzione check del peso con soglie di minimo e massimo e avviso a operatore con emissione di segnale visivo/acustico (opzionale).

Accessorio incluso bolla di livella per la messa in piano.

Dotato di interfaccia di comunicazione RS-232 per eventuale esportazione dei dati su PC.

DATI TECNICI

Piano rete mm 1960 x 870

Dimensioni di ingombro con paracolpi mm 2220 x 1005 mm

Altezza (con ruote diametro 125 mm) variabile da 407 a 822 mm.

Altezza (con ruote diametro 150 mm) variabile da 427 a 842 mm.

Regolazione schienale 0°-30° 70°

Regolazione sezione femorale 0-28°

Regolazione sezione gambale 0 - 16°

Angolo trendelenburg 15°

Angolo controtrendelenburg 15°

Autoregressione schienale mm 100

Innalzamento schienale mm 50

Peso letto Kg 160/180

Carico di lavoro sicuro Kg 300 (paziente 250 Kg)

IMPIANTO ELETTRICO

L'intero impianto elettrico alimentato da rete 100-230V 50/60Hz è funzionante in bassa tensione 24V continua ed è realizzato a tenuta stagna IPX6 contro la penetrazione dei liquidi.

Corrente assorbita max 2.5A

Centralina auto adattativa classe 1 tipo b gestione 4 motori

Voltaggio in uscita 24 V DC

Componenti Colore grigio chiaro RAL 7035

Modello della batteria ricaricabile piombo incorporata

Grado di protezione max IPx6

Umidità relativa 30% ÷ 75%

Temperatura ambientale +10°C ÷ +40°C

Capacità 1,3 Ah

Tempo di ricarica batteria 6 ÷ 8 ore

Tasto on /off per esclusione batteria in caso di immagazzinamento prolungato

Il telaio è dotato di morsetto di collegamento equipotenziale posto a lato testa.

IGIENE

Le operazioni di manutenzione e igienizzazione sono rese più efficienti e pratiche dalla semplice asportabilità e componibilità degli elementi costitutivi del prodotto.

Drenaggio totale esente da ristagni di liquidi, facile accesso a tutte le superfici.

Tutti i materiali di rivestimento sono trattati con antimicrobici Biomaster 999.

Tutte le strutture verniciate a polveri termoindurenti sono protette da una miscela di resine epossidiche, di resine poliesteri con aggiunta di additivo antimicrobico Biomaster 999 che garantisce una specifica attività igienizzante e disinfettante delle superfici. Da precisi test eseguiti da IMSL MICROBIOLOGICAL SERVICES LTD, tali verniciature sono risultate possedere un'alta azione battericida, equivalente in percentuale: Staphylococcus aureus 99,9%, escherichiacoli 90,8%, pseudomonas aeruginosa 92,4%.

Queste particolari caratteristiche facilitano le operazioni di disinfezione e garantiscono la massima asepsi.

Oltre alla scelta delle pulsantiere di controllo e al tipo di movimentazione del gambale, il letto dovrà essere necessariamente dotato dei seguenti componenti obbligatori:

- piani di supporto materasso in maglie elettrozincate o in ABS;
- 4 ruote (monorotaia o gemellate) con 4 pedali di bloccaggio.

Il letto è conforme alle seguenti Direttive:

PZ	Codice Articolo	RAT500W
1	Descrizione	PULSANTIERA DI COMANDO PER LETTI VEGA BILANCIA
	Dimensioni	-

La pulsantiera a filo spiralato per il paziente è retroilluminata (utilizzabile anche nelle situazioni di scarsa illuminazione) e permette di eseguire le seguenti funzioni:

- variazione in altezza del letto;
- variazione schienale;
- variazione femorale;
- autocontour (movimentazione contemporanea di schienale e femorale);
- uscita facilitata (schienale alto, sezione superiore delle gambe azzerata, altezza minima);
- attivazione/disattivazione della luce notturna di sicurezza rosso/verde (luce di cortesia);
- attivazione/disattivazione della torcia LED integrata;
- attivazione/disattivazione della pulsantiera (N.B. la pulsantiera si disattiva in automatico dopo 3 minuti di inutilizzo).

Sono inoltre presenti i seguenti led:

PZ	Codice Articolo	RAT520W
1	Descrizione	CONSOLLE DI COMANDO STANDARD PER LETTI VEGA BILANCIA
	Dimensioni	-

Il pannello di comando ACP per l'operatore è posizionato a lato piedi.
E' dotato di sistema di spegnimento/inibizione automatico temporizzato dopo 3 minuti.
La divisione per colore dei tasti e i simboli di facile comprensione permettono una veloce individuazione delle funzioni.

2014/31/UE (NAWI): Norma EN45501;

CEI EN 60601-1;

CEI UNI EN 60601-2-52 Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali dei letti medici; 93/42/CEE e successive modifiche compresa la 2007/47/CE.

Altre direttive applicate: 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2014/35/UE, 2014/30/UE.

Progressivo di sistema attribuito al D.M 1686736 Classificazione CND Z12099003 (codice attribuito dal fabbricante PL-VEGA).

- indicatore utilizzo batteria, se il led è rosso il letto è alimentato dalla batteria, se il led è verde il letto è alimentato dalla rete;

- per le funzioni di variazione in altezza del letto, variazione schienale, variazione femorale e autocontour, se il led è rosso indica che la movimentazione corrispondente è bloccata;

- "uscita facilitata" posizionato sul tasto, se il led è verde indica che la posizione corretta è stata raggiunta.

Considerando il fatto che le camere da letto di solito sono ambienti bui, l'illuminazione svolge un ruolo importante nell'esperienza dell'utente e nella fruibilità in generale di una pulsantiera. Pertanto la nostra pulsantiera presenta importanti funzionalità focalizzate sulla sua facilità di utilizzo:

- tasti retroilluminati durante il suo utilizzo;
- tasto per luce notturna di sicurezza sotto il letto facile da trovare (luce di cortesia);
- torcia LED integrata.

Tramite il pannello di comando è possibile effettuare le seguenti funzioni:

A) funzioni programmate sempre attive, premendo un solo tasto:

- CPR (Rianimazione Cardio Polmonare) azzeramento totale del letto (abbassamento dei piani di coricamento e contemporaneo raggiungimento della minima altezza);

- Trendelenburg d'emergenza;
- posizione comfort (poltrona), l'operatore può portare il paziente in posizione completamente seduta, movimenti sincronizzati del letto assicurano il comfort e la postura ottimali del paziente con un minimo di compressione addominale, forze di taglio e scorrimento;
- posizione visita.

B) singole, premendo il tasto "comando" simultaneamente al tasto di "conferma":

- variazione altezza;
- variazione schienale;
- variazione femorale;
- variazione trendelenburg e controtrendelenburg;
- autocontour.

PZ	Codice Articolo	RAT550W
1	Descrizione	GAMBALE A CREMAGLIERA PER LETTI VEGA BILANCIA
	Dimensioni	-

Sezione della parte inferiore delle gambe (zona piedi) regolata manualmente mediante doppia cremagliera semiautomatica a 6 posizioni.

PZ	Codice Articolo	RC0195W
1	Descrizione	4 RUOTE CON SISTEMA ANTISTATICO GEMELLATE IN POLIAMMIDE - FRENO TOTALE UNA DIREZIONALE Ø 150
	Dimensioni	Ø 150 mm

4 ruote gemellate in poliammide, Ø 150 mm, piroettanti, antistatiche, antitraccia e antifilo, complete di supporti in acciaio. Le ruote sono dotate di cuscinetti a sfera di precisione per un'elevata scorrevolezza e sono certificate TUV.

Sistema frenante a 4 punti con guida direzionale, attivabile tramite comandi posti ad ogni angolo del letto per garantire sicurezza e tempestività operativa.

PZ	Codice Articolo	RAT530W
1	Descrizione	SUPPORTO MATERASSO IN ABS A 4 SETTORI PER LETTI VEGA BILANCIA
	Dimensioni	L 196 / P 87 / H 6 cm

Il piano rete è realizzato interamente in ABS termoformato (finitura liscia e lucida, non porosa, facile da pulire) ed è integralmente asportabile e facilmente sanificabile.

Il pannello è inoltre dotato di tasto per la memorizzazione di una posizione preferita dei piani di coricamento e tasto per l'attivazione/disattivazione della luce notturna di sicurezza rosso/verde.

Sono inoltre presenti led indicatore carica batteria, led segnalazione service e led segnalazione collegamento alla rete elettrica (se acceso il letto è alimentato dalla rete, se spento è alimentato dalla batteria).

Dal pannello è possibile bloccare o sbloccare le movimentazioni sulla pulsantiera paziente, sulle pulsantiere posizionate sulle sponde e sull'eventuale pedaliera. I comandi inibiti vengono segnalati da apposito led.

Inoltre è possibile bloccare tutte le movimentazioni effettuabili sul pannello escluse quelle di emergenza Trend e CPR estraendo una chiavetta di sicurezza.

Il dispositivo di bloccaggio consente:

- blocco simultaneo di tutte le ruote;
- sblocco simultaneo di tutte le ruote;
- attivazione del blocco direzionale di una singola ruota mantenendo libere le altre.

La struttura sagomata con nervature autoportanti di rinforzo è sorretta da telai perimetrali senza nessun traverso per garantire RADIOTRASPARENZA e massima accessibilità alla pulizia.

L'accurato design privo di spigoli del piano in ABS ha linee morbide e canali di ventilazione che garantiscono un'ottima aerazione del materasso, evitando così fastidiosi e pericolosi disagi ai pazienti.

Un sistema integrato ferma il materasso in sei punti evitando disallineamenti fra i piani in ABS e il materasso nelle fasi di movimentazione.

Dichiarazioni di conformità CE



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DECLARATION OF CONFORMITY UE



0122

Numero dell'Organismo Notificato (NMI) che ha eseguito la sorveglianza CE in riferimento alla direttiva del consiglio 2014/31/UE. Certificato n°: CE-247

Identification number of the notified body (NMI) that carried out the EC Surveillance referred to the Council Directive 2014/31/UE. Certificate n°: CE-247

FABBRICANTE: Manufacturer:	Wunder Sa.Bi. S.r.l. Via Vecchia per Monza, 20 20056 Trezzo sull'Adda (MI)
TIPO/MODELLO: Type/Model:	PL VEGA
Nr. del certificato di approvazione CE del tipo: No of the EC type-approval certificate:	DK 0199.336 rev 01 EU-Notified Body No.0199
Matricola Serial Number	XXXXXXXXXX

- La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
- Strumento per pesare a funzionamento non automatico
The non-automatic weighing instrument
- Classe di precisione: **III**
Precision class:
- Corrisponde al modello descritto nel certificato di approvazione CE del tipo.
Corresponds to the model described in the EC type-approval certificate.
- È conforme alle seguenti Direttive:
It complies to the following Directives:
 - 2014/31/UE (NAWI): Norma EN45501
 - 2014/31/UE (NAWI): Norma EN45501
 - CEI EN 60601-1
 - CEI UNI EN 60601-2-52 Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali dei letti medici
 - 93/42/CEE e successive modifiche compresa la 2007/47/CE
93/42/EEC and further amendments 2007/47/EC included
- Altre direttive applicate: 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2014/35/UE, 2014/30/UE
- La marcatura CE 0476 è posta in conformità agli allegati V e VII della Direttiva 93/42/CEE
Emesso da organismo rif. Certificato KIWA CERMET Italia S.p.a. (VIA CADRIANO 23- CADRIANO DELL'EMILIA -BOLOGNA) N° MED 31187
CE 0476 mark is applied in accordance to annex V and VII of Directive 93/42/EEC
Issued by organism ref. Certificato KIWA CERMET Italia S.p.a. (VIA CADRIANO 23- CADRIANO DELL'EMILIA -BOLOGNA) N° MED 31187

Firmato a nome e per conto del Fabbricante:
Signature:

Amministratore Unico
Mauro Filippo Cassera

WUNDER SA. BI. S.R.L.
Via Vecchia per Monza, 20
20056 Trezzo sull'Adda (MI)
Cod. Fisc. 01786290181 - P.IVA 029064533
R.E.A. BG 236719 - R.E.A. MI 1255333

Luogo: Trezzo sull'Adda (MI) Italy
Place:

Data: xx/xx/xxxx
Date:

wunder sa.bi. srl

Sede operativa e amministrativa: via Vecchia per Monza, 20 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) - Italy
Sede legale: via Montegrappa, 7 - 24121 Bergamo
Cod. Fisc. e P.IVA / VAT(IT) 01786290181 - R.E.A. BG 236719 - R.E.A. MI 1255333

(+39) 02 90964566 - Fax: 02 90964533
www.wunder.it
wunder@wunder.it



TESTIERE e PEDIERE

DESTINAZIONE:
Inserti adesivi per testiere e pediere letti:
VEGA

COMPOSIZIONE:
- n° 1 kit è composto da: 2 inserti di forma uguale
- la grafica cambia in base allo stile scelto

DIMENSIONI:



LINEA ADESIVI “BASIC”

- Codice Articolo:** di serie (scrivere nelle note il codice colore Givas)
- Codice Fornitore:** 7MN20009004
- Tipologia prodotto:** Inserto in PVC retrostampato in stampa digitale con essiccazione a raggi UV completo di biadesivo
- Grafica:** Colore piatto disponibile **senza sovrapprezzo** nelle colorazioni basi sottostanti o dalla cartella colori Q&B con 1716 colori già campionati
- Grafica extra:** Possibilità di personalizzazione con loghi dell’Ente **con sovrapprezzo**
- ...nelle Note:** Inserire codice di riferimento colore sfondo e/o logo con relativo codice colore

1 kit = 2 pezzi uguali	COLORE	ABET	AMALFI	CC GIVAS
	Avorio	415	Sisal 008714	2309B
	Grigio	871	Grau 008728	7543B
	Arancio chiaro	1812	Safran 008731	2011B
	Arancio scuro	835	Orange 010682	718B
	Verde chiaro	441	Pistazie 014129	2281B
	Verde scuro	460	Parakeet 010427	2268B
	Azzurro	1860	Azur 014128	2708B
	Blu	851	Delft 008721	2728B

TESTIERE e PEDIERE

DESTINAZIONE:
Inserti adesivi per testiere e pediere letti:
VEGA

COMPOSIZIONE:
- n° 1 kit è composto da: 2 inserti di forma uguale
- la grafica cambia in base allo stile scelto

DIMENSIONI:



LINEA ADESIVI “DYNAMIC” - (con sovrapprezzo)

- Codice Articolo:** di serie (scrivere nelle note il codice colore Givas)
- Codice Fornitore:** 7MN20009004
- Tipologia prodotto:** Inserto in PVC retrostampato in stampa digitale con essiccazione a raggi UV completo di biadesivo
- Grafica:** Colore diamantato disponibile **senza sovrapprezzo** nelle colorazioni basi sottostanti o dalla cartella colori Q&B con 1716 colori già campionati
- Grafica extra:** Possibilità di personalizzazione con loghi dell'Ente **con sovrapprezzo**
- ...nelle Note:** Inserire codice di riferimento colore sfondo e/o logo con relativo codice colore

1 kit = 2 pezzi uguali	COLORE	ABET	AMALFI	CC GIVAS
	Avorio	415	Sisal 008714	2309D
	Grigio	871	Grau 008728	7543D
	Arancio chiaro	1812	Safran 008731	2011D
	Arancio scuro	835	Orange 010682	718D
	Verde chiaro	441	Pistazie 014129	2281D
	Verde scuro	460	Parakeet 010427	2268D
	Azzurro	1860	Azur 014128	2708D
	Blu	851	Delft 008721	2728D

TESTIERE e PEDIERE

DESTINAZIONE:

Inseri adesivi per testiere e pediere letti:
VEGA

COMPOSIZIONE:

- n° 1 kit è composto da: 2 inserti di forma uguale
- la grafica cambia in base allo stile scelto

DIMENSIONI:



LINEA ADESIVI “WOOD”

Codice Articolo: di serie (scrivere nelle note il codice colore Givas)

Codice Fornitore: 7MN20009004

Tipologia prodotto: Inserto in PVC retrostampato in stampa digitale con essiccazione a raggi UV completo di biadesivo

Grafica: Riproducibile qualsiasi essenza legno **con sovrapprezzo**
con un possibile scostamento tonale del 10% rispetto agli originali

Grafica extra: Possibilità di personalizzazione con loghi dell'Ente **senza sovrapprezzo**

...nelle Note: Inserire codice di riferimento essenza legno e/o logo con relativo codice colore

CC GIVAS
CLAIR B50-orizzontale



1 kit = 2 pezzi uguali

CC GIVAS
OVERCAST B51-orizzontale



1 kit = 2 pezzi uguali

CC GIVAS
CLAIR B50-verticale



1 kit = 2 pezzi uguali

CC GIVAS
OVERCAST B51-verticale



1 kit = 2 pezzi uguali